

BADANIA ŚRODOWISKOWE

WYMAZ Z NARZĘDZI I POWIERZCHNI

OPIS PROCESU

Badania środowiska:

- ✓ drobnego sprzętu medycznego,
- ✓ powierzchni.

Ocena czystości mikrobiologicznej powierzchni:

- ✓ wymazy należy pobrać suchą wymazówką z miejsc wilgotnych,
- ✓ z trudno dostępnych suchych miejsc należy przed pobraniem wymazówki zwilżyć solą fizjologiczną lub w płynie Singera,
- ✓ umieścić w podłożu transportowym i przesłać do laboratorium.